

Body Armor Night Splint Natskinne



Indikationer

- Forebyggelse/ behandling af hælspsore
- Dropfod
- Betændelsestilstande i akillessenen
- Tendonosis
- Metatarsalgia
- Kontrakturer i ankelområdet
- Klumpfodsstillinger

Produktinfo

Body Armor Night Splint er en natskinne, som holder foden i en 90 ° stilling. Denne position forhindrer spidsfod og dermed også forkortelse af akillessenen. Ved at strække akillessenen om natten afhjælpes smerter under foden ved gang og når man står i løbet af dagen.

Body Armor Night Splint tillader den naturlige fleksion af foden og sørger for at denne holder hele natten. Da Body Armor Night Splint er stabil, forbliver foden i den rette position.

Body Armor Night Splint appliceres med velcro remme og storetåen løftes via en løkke, så man laver et konstant træk i storetåen med løkken. Trækket justeres efter behov under behandlingen.

Brugervejledning

- Skub foden ned i skinnen, så hælen sidder bekvemt i hælåbningen
- Stram, efter behov, begge sider af hælremmene sammen
- Stram begge sider af fodremmene sammen
- Før lægremmene ind igennem skinnen og stram begge lægremme sammen
- Indsæt storetåen i løkken. Toppen af tåen skal være på niveau med slutningen af tåløkken
- Ved hjælp af den elastiske ring placeres storetåen i en neutral eller lidt opbøjet stilling og

- ringen fastgøres til en af krogene
- Fastgør tålokken til bunden af skinnen

Vaskeanvisning

- Åbn alle velcrobånd
- Rengør skinnen og polsteret med en fugtig klud
- Tålokken kan vaskes i hånden med flydende sæbe
- Den grå stofdel på skinnen kan vaskes ved 30°
- Skal lufttørre

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
One size	Body Armor Night Splint	1 stk	BADS
One size, Tå-kappe	Tå-kappe til Body Armor Night Splint	1 stk.	BADS-P