

Revamil Balm - Medicinsk Honning Til Sår og Infektioner



Indikationer

- Akutte sår
- Inficerede sår i alle sårfaser
- Kroniske sår
- Mindre, overfladiske sår, som f.eks. hudafskrabninger, snitsår og overfladiske brandsår
- Hudkløe og -irritation

Produktinfo

Revamil Balm er en hudbeskyttende, neutral salve kombineret med ren medicinsk honning. I kraft af det høje indhold af honning, har salven gode sårhelende og antibakterielle egenskaber.

Revamil Balm er sterilt og CE registreret, det opfylder således alle sikkerhedskrav, som er afgørende for en professionel sårbehandling.

Revamil Balm kan anvendes både i den professionelle sårbehandling og som førstehjælp i hjemmet.

Revamil Balm er hudvenlig og egner sig især til af behandling af akutte sår, inficerede sår i alle sårfaser, kroniske sår, mindre overfladiske sår som f.eks. hudafskrabninger, snitsår, overfladiske brandsår og ved hudkløe & -irritation.

Revamil Balm påføres let såret. Revamil Balm kan også påføres en absorberende forbinding, som man vil bruge til at dække såret med. Revamil Balm hænger ikke fast i såret og neutraliserer sårlugt.

En tube indeholder 15 gr.

Holdbarhed efter åbning 3 mdr.

100% ren honning

Honningen i vores Revamil produkter er 100% ren. Honningen indsamles fra bier i et landbrugsfrit miljø. I biavl og i de nærliggende landbrug bruges der ikke pesticider.

Før i tiden blev Revamil honning produceret i væksthuse. Det blev dog erfaret, at dette miljø ikke er ideelt for bierne, da de har brug for mere plads til at flyve. Der blev derfor søgt efter regioner i Holland, hvor bierne kan flyve frit og hvor der ikke bliver brugt pesticider - heller ikke i de nærliggende landbrug - samt hvor der er tilstrækkelig nektarkilder.

Kontrol af Revamil honning

Hvert parti Revamil honning kontrolleres for rester af tungmetaller og pesticider for at sikre, at forholdsreglerne, der er taget, er effektive.

Hvad er medicinsk honnings effekt i et sår?

Casestudier og kliniske undersøgelser har vist, at den antibakterielle virkning er Revamil honningens vigtigste rolle i sårhelingsprocessen. Den antibakterielle virkning skyldes først og fremmest honningens høje enzymindhold. I et fugtigt sår miljø sikrer enzymet glukose oxidase en langsom og langvarig frigivelse af små mængder hydrogenperoxid. Herved dræbes bakterierne effektivt, uden at granulationsvævet angribes.

Brugervejledning

- Applicer et lag Revamil balm på såret/den beskadigede hud
- Såret kan ved behov dækkes med en egnet bandage
- Behandlingen kan gentages maks 3 gange dagligt

Holdbarhed efter åbning 3 mdr.

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
Tube à 15 gram	1 stk.	Æske	10500