



# Revamil Melginate - Sårbandage Med Honning



## INDIKATIONER

- Eksuderende sår
- Liggesår
- Ulcus
- Inficerede sår
- Operationssår
- Strålingsfremkaldte onkologiske sår
- Mindre (1. og 2. grads) brandsår

## Kontraindikationer:

- Må ikke anvendes hvis patienten er allergisk eller overfølsom over for honning eller alginat
- Må ikke anvendes på et tørt sår
- I tilfælde af uventede bivirkninger efter brug, kontaktes læge

## Bivirkninger:

I de første minutter efter bandagen er lagt på såret, kan honning-imprægneret Revamil Melginate give en let sviende fornemmelse.

## PRODUKTINFO

Revamil Melginate er en calciummalginat sårbandage, imprægneret med ren honning fremstillet under kontrollerede forhold. Den omhyggeligt kontrollerede proces sikrer, at Revamil Melginate med honning ikke indeholder rester af pesticider samt at kvaliteten er konstant og kan reproducere.

Revamils hydrofile egenskaber sikrer et fugtigt sårmiljø, som i kombination med honningens høje enzymaktivitet fremmer sårheling. Revamil Melginate kan bruges til behandling af eksuderende sår, herunder liggesår, forskellige typer ulcus, inficerede sår, operationssår og strålingsfremkaldte, onkologiske sår samt mindre (1. og 2. grads) brandsår.

Når Revamil Melginate bruges til eksuderende sår, dannes der en gel ved absorbering af sårveske, som beskytter såret mod maceration. Alginatgelen dækker såret og opretholder et fugtigt sårmiljø. Gelen gør, at det er nemt at skifte forbindelse, fordi gelen ikke klæber til såret, og der bliver ingen rester siddende i såret.

## Sortiment

<b>Størrelse</b>	<b>Indhold</b>	<b>Pakning</b>	<b>Ref. nr.</b>
10 x 10 cm, 5 stk. i æske	5 stk.	1 æske	10350