

Peg Contour Insole - Indlægssål Med "Pegs" Til Trykaflastning



INDIKATIONER

- Efter operation for hallux valgus og tå-operationer (Chevron, Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann osv.)
- Knækfod, nedsænket forfod, tværplatform
- Angio-neuropatiske ændringer i foden kombineret med moderate foddeformiteter
- Plantare læsioner i forfods- og mellemfodsområdet
- Plantar Ulcera / ulcus-prævention i forfods- og mellemfodsområdet
- Hyper-tryksteder i forfods- og mellemfodsområdet

PRODUKTINFO

Peg Contour Insole er et effektivt, tredimensionelt indersål system, som udligner trykket på fodsålen og passer til Relief Dual, MedSurg Pro og MedSurg skoene. Trykket kan nedsættes med op til 55%.

PegContour Insole med transvers svang og medial og lateral longitudinal svang giver en perfekt fordeling af trykket.

De sekskantede "pegs", der kan tages ud enkeltvis, sikrer en individuel tilpasning og en selektiv trykaflastning - postoperativt eller ved akut sårpleje. Et tyndt lag EVA (sål) stabiliserer trykaflastningsområdet, holder de resterende "pegs" på plads og sikrer stødabsorbering.

Eksempel: En optimal aflastning i bagfodsområdet opnås ved at fjerne de sekskantede "pegs" i hæloområdet.

Fordele

- Effektivt indersålsystem til lindring af trykket på fodsålen ved akut behandling
- Trykket kan nedsættes med op til 55%

- Indersålen er tilpasset fodens anatomi og således opnås en optimal trykfordeling

Egenskaber

- Blødt sålebetræk af polyester, der er elastisk i langs- og tværgående retning
- Justerbart PU-materiale
- Individuel tilpasning med sekskantede "pegs", der kan tages ud enkeltvis
- Fås til højre og venstre fod

Sortiment

| Størrelse | Indhold | Pakning | Ref. nr. |
|------------------------------|-------------------|---------|----------|
| Dame, S (34-36,5), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W1-L |
| Dame, M (37-38,5), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W2-L |
| Dame, L (39-41), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W3-L |
| Dame, S (34-36,5), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W1-R |
| Dame, M (37-38,5), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W2-R |
| Dame, L (39-41), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-W3-R |
| Herre, S (39-41), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M1-L |
| Herre, M (41,5-43), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M2-L |
| Herre, L (43,5-45), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M3-L |
| Herre, XL (45,5-47), VENSTRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M4-L |
| Herre, S (39-41), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M1-R |
| Herre, M (41,5-43), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M2-R |
| Herre, L (43,5-45), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M3-R |
| Herre, XL (45,5-47), HØJRE | PegContour Insole | 1 stk. | PCI-M4-R |